

# 天津戳卡作用

发布日期：2025-09-29

作为专业的戳卡生产厂家，联合微创秉持为不同微创外科手术提供手术入路通道的产品理念，联合微创贴合临床需求，设计、研发和生产了多种特殊规格的戳卡，为外科医生手术操作提供便利的同时，也充分保障患者安全。适用于不同科室对于穿刺的需求，助力外科医生顺利快速便捷完成手术。联合微创特殊规格戳卡减重手术适用：规格□15mmX100mm□15mmX150mm□全分离式结构，为临床提供更多操作可能；双层密封圈和转换鞘组合，可通过5-15mm器械并保持良好气密性；套管纹路采用倒三角环纹设计，避免器械进出时套管滑动，腹壁固定性好。国产戳卡比进口戳卡的优势在哪？天津戳卡作用

一直以来，联合微创坚持以腹腔镜手术器械为主线，倡导技术创新，研发和上市了多结构、多型号、多规格的戳卡，充分满足临床不同科室的需求，为客户带来高效率、高质量的产品及服务，深受欧美市场的认可。

联合微创成立于2011年，是一家致力于微创外科领域的国家高新技术企业，公司以全球化的视野、持续的产品创新和专业的服务成为有名的一次性腹腔镜手术器械提供商。截止目前，联合微创拥有国内外近50项，通过多年的努力，公司有了一定的储存量，这些成果为公司开拓市场、提高公司的主要竞争力，提供了强有力的科技支撑。

天津戳卡作用联合微创戳卡种类齐全满足不同临床需求.

联合微创密切关注中国泌尿外科临床发展，积极参加泌尿专题会议，会议上\*\*就泌尿外科腹腔镜手术等诸多方面的诊疗热点问题理论及二十多台手术转播，理论结合临床实践进行深入的研究与交流，对提高并进一步规范北京当前泌尿外科的专业水准有着十分重要的意义。

有幸作为受邀参会厂家之一，联合微创祝贺大会圆满成功，祝参会人员收获满满。联合微创携三大腹腔镜手术器械全程参会，全分离式戳卡助力临床\*\*使手术更顺利，手术转播过万人观摩，为联合微创戳卡点赞。

固定式戳卡 手压式操作

1. 穿刺过程勿旋转。穿刺针顶端在遇到腹壁阻力时金属刀头伸出；

2. 穿刺针头和套管在完全穿过腹壁层时，手会有“落空感”，此时立即停止用力作用于穿刺针，穿刺完成。 双层密封圈 硅胶材质双层密封圈设计，为戳卡的气密性和顺畅性保驾护航。 按键式操作 1. 穿刺过程勿旋转。穿刺前轻按下“K”键。用力穿刺时勿误碰“K”键； 2. 穿刺针头和套管在完全穿过腹壁层时，穿针前端再无阻力，金属刀头回缩，听到“咔”声即松手，穿刺完成。 腹腔镜戳卡是做什么用的？

作为专业的戳卡生产厂家，联合微创秉持为不同微创外科手术提供手术入路通道的产品理念，联合微创贴合临床需求，设计、研发和生产了多种特殊规格的戳卡，为外科医生手术操作提供便利的同时，也充分保障患者安全。

适用于不同科室对于穿刺的需求，助力外科医生顺利快速便捷完成手术。 联合微创特殊规格戳卡 减重手术适用： 规格□15mmX100mm□15mmX150mm□ 全分离式结构，为临床提供更多操作可能； 双层密封圈和转换鞘组合，可通过5-15mm器械并保持良好气密性； 套管纹路采用倒三角环纹设计，避免器械进出时套管滑动，腹壁固定性好。

有多种型号规格的戳卡. 天津戳卡作用

展会上看到联合微创的戳卡. 天津戳卡作用

甲状腺手术在穿刺时置入内镜，即可实时观察戳卡在皮下的位置，变传统的“盲穿”为在影像画面引导下的精确穿刺。可视皮下组织剥离器的主要作用是实时、可视下把握分离层次，避免层次过浅引起皮肤损伤或过深引起出血；在手术结束退出戳卡时，还可观察穿刺腔道内是否有出血点。 入路从胸前到达颈前皮下，腔道较长，传统的腹腔镜戳卡略显短小，腔镜甲状腺戳卡，在原基础上进行了加长设计。对于乳房较大、体型较长病人，还可以进一步使用15cm的加长戳卡。 联合微创Unimicro分离式戳卡（甲状腺手术适用） 规格□5mmX150mm□10mmX150mm 套管长度采用150mm特殊加长设计，满足甲状腺手术通道需求； 透明可视刀头设计，穿刺时直观清晰的观察各层组织的分离； 硅胶材质双层密封圈，确保有些的气密性和顺畅性。天津戳卡作用

联合微创医疗器械（深圳）有限公司是一家招商型类企业，积极探索行业发展，努力实现产品创新。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务，是一家一人有限责任公司企业。以满足顾客要求为己任；以顾客永远满意为标准；以保持行业优先为目标，提供\*\*\*的一次性内窥镜穿刺器，一次性使用取物袋，一次性冲洗吸引器，气腹针。联合微创以创造\*\*\*产品及服务的理念，打造高指标的服务，引导行业的发展。